



SaniVision

Einlagenmonitor

SaniVision



Die Anwendung Einlagenmonitor ist die ideale Ergänzung zur WebApp Einlagenportal und ermöglicht es Ihnen, an Auftragsbelegen abgelegte Bilddateien abzufragen, um in einem Größenabgleich für Fußsohlenscans die passenden Einlagenrohlinge auszuwählen.

Die aufzurufenden Scans werden dabei über die Anwendung Einlagenmonitor über einen Barcodescan oder die händische Eingabe der laufenden Nummer des Auftrags ermittelt.

Mit dem Größenabgleich im Einlagenmonitor kann zugleich ein Fertigungsschritt in der SaniVision mit einem Zeiteintrag versehen werden.

Die Anwendung Einlagenmonitor können Sie dabei sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Programmlink in die SaniVision verwenden.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

- Ideale Ergänzung zu Ihren Arbeitsabläufen zur Auftragserfassung in der WebApp Einlagenportal
- Schneller Aufruf von Aufträgen und der hier abgelegten Dateien
- Einfacher Größenabgleich von Fußsohlenscans mit Einlagenrohlingen
- Selbsttätige Dokumentation des Größenabgleichs als Fertigungsschritt in der SaniVision

